



GoldLine
by Condor[®]

CHIRURGIA OGÓLNA: SYSTEM MINI – CHIRURGIA DZIECIĘCA

Zabiegi chirurgiczne zwłaszcza u małych pacjentów wymagają maksymalnej precyzji. System rozwieraczy chirurgicznych Condor[®] GoldLine zapewnia doskonałą współpracę małych i giętkich haków tworząc delikatny system retraktorów.

Oprócz **małych i ruchomych haków** takich jak hak Harrington, wśród elementów zestawu znajduje się również ogranicznik. Umożliwia on obniżenie uchwytu głównego do poziomu ciała pacjenta. Co to oznacza dla chirurga? Idealna swoboda ruchów przy stole operacyjnym. Ponadto zamontowanie systemu zapewnia nieograniczone ruchy rąk.

System do chirurgii dziecięcej można bezproblemowo doposażyć w oświetlenie. Wymagany obszar jest bardzo dobrze widoczny, nawet w przypadku bardzo niewielkich nacięć.

Condor[®] jest jedynym producentem systemu rozwieraczy chirurgicznych, które zapewniają swobodę ruchu rąk oraz nie ograniczają przestrzeni wymaganej podczas operacji. Ta unikalna cecha jest wysoce korzystna dla zespołu operacyjnego.

Główne zalety Systemu Mini do chirurgii dziecięcej:

- Całkowita swoboda ruchu rąk dzięki ogranicznikowi Condor[®]
- Wykorzystanie małych, ruchomych i giętkich haków
- Indywidualna regulacja dzięki przegubom kulowym
- Możliwość doposażenia w oświetlenie



Condor® GoldLine dla chirurgii

Na sali operacyjnej precyzja odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów chirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do chirurgii ogólnej, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące systemy rozwieraczy chirurgicznych. Istnieje możliwość skomponowania zestawu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

System Maxi

- > Jama brzuszna
- > Otyłość

System Mini

- > Tarczycza
- > MIVAT
- > Proktologia
- > **Chirurgia dziecięca**

System Rochard

- > Transplantacja
- > Chirurgia nadbrzusza

System Mini do chirurgii dziecięcej oferuje wszystkie zalety i elementy bazowe systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, takie jak unikalne przeguby kulowe umożliwiające dokładne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegu. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do tyżek zapewniają idealne ustawienie przy operacji w głębszych partiach ciała, co umożliwia chirurgowi skupienie się wyłącznie na pracy skalpelem.

Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: System Mini - Chirurgia dziecięca

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 E	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	1
100.440.040 K	Poprzecznicza z kulą	1
100.170.080 K	Uchwyt	1
100.050.020 ES	Uniwersalny zacisk Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym	5
100.220.040 K	Uchwyt-ramię mini z kulą	2
132.021.025	Hak Richardson, obrotowy, 21 mm/25 mm	2
132.029.030	Hak Richardson, obrotowy, 29 mm/30 mm	2
123.025.050	Hak Harrington, obrotowy, giętki 25 mm/50 mm	1
115.011.035	Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/35 mm	2
115.011.050	Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/50 mm	2
113.020.050	Hak urologiczny giętki, obrotowy 20 mm/50 mm	2
113.020.060	Hak urologiczny giętki, obrotowy 20 mm/60 mm	2
144.018.022	Hak Roux, obrotowy, 18 mm/22 mm	2
144.023.028	Hak Roux, obrotowy, 23 mm/28 mm	2
100.025.140	Ogranicznik	1

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach chirurgii ogólnej. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565
biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH

Condor® GmbH

Dr.-Krisman-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Niemcy
Tel: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-18
Email: info@condor-med.de | www.condor-med.com