



## CHIRURGIA OGÓLNA: SYSTEM MAXI – JAMA BRZUSZNA

**System rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine został opracowany z myślą o potrzebach i specyfice zabiegów jamy brzusznej. System Maxi Jama brzuszna umożliwia wykonywanie precyzyjnej pracy podczas zabiegów operacyjnych w obrębie jamy brzusznej zarówno w chirurgii ogólnej, jak i chirurgii naczyniowej.**

Zestaw uwzględnia specjalne wymagania zabiegów w obszarze jamy brzusznej. Przykładem są przeguby kulowe wykorzystywane w unoszeniu ściany jamy brzusznej. Każdą ze stron można niezależnie podnosić i opuszczać, aby uzyskać odpowiedni dostęp do preparowania tkanek lub oddzielenia zrostów zlokalizowanych na ścianie jamy brzusznej.

System Condor® GoldLine oferuje ruchome i jednocześnie stabilne ustawienie w miejscu operacji dzięki przegubom kulowym. Wyjątkowe, opatentowane uchwyty do łyżek wyposażone w przeguby kulowe umożliwiają chirurgowi skupienie się wyłącznie na pracy skalpelem.

Wymienione zalety są szczególnie istotne, gdy system jest wykorzystywany przy „głębokich” zabiegach proktologicznych.

System do chirurgii naczyniowej został opracowany we współpracy z chirurgami specjalizującymi się w chirurgii aortalnej. Pomogło to w osiągnięciu idealnego ustawienia w miejscu operacji.

Istnieje możliwość połączenia dwóch systemów przy zabiegach u pacjentów ze stwierdzoną otyłością. Odpowiednie rozwieracze zapewniają właściwe ustawienie w miejscu operacji nawet w trudnych warunkach.

### Główne zalety zestawu System Maxi – Jama brzuszna:

- Prosty i szybki montaż
- Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym
- Idealne w zabiegach w obrębie jamy brzusznej
- Niezależne unoszenie prawej lub lewej ściany jamy brzusznej dzięki przegubom kulowym
- Chirurg może skupić się wyłącznie na pracy skalpelem dzięki stabilnemu i nieograniczającemu ruchów ustawieniu, które sprawdza się również w zabiegach proktologicznych
- Specjalne haki do stosowania w chirurgii naczyniowej
- Zastosowanie w chirurgii otyłości



Na sali operacyjnej precyzja odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów chirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do chirurgii ogólnej, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące systemy rozwieraczy chirurgicznych. Istnieje możliwość skomponowania zestawu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

### System Maxi

- > **Jama brzuszna**
- > Otyłość

### System Mini

- > Tarczycza
- > MIVAT
- > Proktologia
- > Chirurgia dziecięca

### System Rochard

- > Transplantacja
- > Chirurgia nadbrzusza

System Maxi Jama brzuszna wyróżniają zalety i korzyści jakie oferuje system rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Unikalne przeguby kulowe umożliwiają precyzyjne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas każdego zabiegu. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie.

### Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

### Propozycja wyposażenia: System Maxi – Jama brzuszna

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 E	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	1
100.440.040 K	Poprzecznicza z kulą	1
100.170.080 K	Uchwyt	1
100.050.020 ES	Zacisk uniwersalny Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym	6
100.480.040 K	Uchwyt-ramię maxi z kulą	2
115.200.008	Uchwyt do łyżek z pokrętkiem	3
115.200.008 E	Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętkiem	1
114.078.065	Hak brzuszny Kirschner, obrotowy, 78 mm/65 mm	2
114.060.085	Hak brzuszny Kirschner, obrotowy, 60 mm/85 mm	2
131.090.140 B	Hak, dopasowujący się, łyżka 90 mm/140 mm	1
130.025.150 B	Wziernik Breisky, łyżka 25 mm/150 mm	1
113.050.160 B	Hak, giętki, łyżka 50 mm/160 mm	1
133.060.174 B	Hak miedniczy St. Marks, łyżka 60 mm/174 mm	1

**Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach chirurgii ogólnej. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!**

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565  
biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH