



GoldLine
by Condor[®]

CHIRURGIA OGÓLNA: SYSTEM MINI – MIVAT

Wysokiej klasy precyzyjne narzędzie chirurgiczne pomocne przy zabiegach obejmujących obszar tarczycy. System Mini - MIVAT do chirurgii tarczycy charakteryzuje najlepsza jakość, łatwość obsługi i wysoki poziom ruchomości dzięki budowie modułowej.

System Mini MIVAT do chirurgii tarczycy został opracowany przez Condor[®] we współpracy z jego użytkownikami. Specjalne haki, uchwyty do narzędzi i optyk zapewniają idealny wgląd w pole operacyjne.

Dzięki odpowiednim ustawieniom uchwytów do narzędzi i optyki otrzymujemy niezakłóconą transmisję i stały obraz na monitorze.

Ustawienie 3D przegubów kulowych umożliwia dostosowanie pozycji uchwytów-ramion do stopnia odchylenia głowy pacjenta. Cecha ta, jak również ruchomość rozwieraczy chirurgicznych, jest gwarancją niczym nieograniczonej przestrzeni pracy.

Główne zalety zestawu Mini MIVAT do chirurgii tarczycy:

- Łatwy i szybki montaż
- Nieograniczające ruchów ustawienie uchwytów-ramion dzięki przegubom kulowym
- Małe haki
- Uchwyt do narzędzi i optyk
- Specjalny adapter do każdego rodzaju optyki dostępnych na rynku
- Niezakłócona transmisja obrazu



Condor® GoldLine dla chirurgii

Na sali operacyjnej precyzja odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów chirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do zabiegów chirurgicznych, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące zestawy rozwieraczy chirurgicznych. Istnieje możliwość skomponowania systemu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

System Maxi

- > Jama brzuszna
- > Otyłość

System Mini

- > Tarczycza
- > **MIVAT**
- > Proktologia
- > Chirurgia dziecięca

System Rochard

- > Transplantacja
- > Chirurgia nadbrzusza

System Mini MIVAT do chirurgii tarczycy oferuje wszystkie zalety i elementy bazowe systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, które umożliwiają dokładne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegu dzięki unikalnym przegubom kulowym. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Ustawienie 3D wykorzystujące przeguby kulowe pozwala na regulację uchwytów-ramion, aby zapewnić nieograniczającą ruchów przestrzeń pracy. Podwójne zaciski to kolejne wygodne rozwiązanie. Dzięki nim można zamocować rozwieracze umieszczone w miejscu operacji.

Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: System Mini - MIVAT

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 E	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	1
100.440.040 K	Poprzecznicza z kulą	1
100.170.080 K	Uchwyt	1
100.050.020 ES	Zacisk uniwersalny Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym	5
100.220.040 K	Uchwyt-ramię mini z kulą	2
115.011.035	Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/35 mm	2
115.011.040	Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/40 mm	2
144.011.043	Hak Roux, obrotowy, 11 mm/43 mm	1
144.011.017	Hak Roux, obrotowy, 11 mm/17 mm	1
115.006.025	Hak Langenbeck, mini, obrotowy, 6 mm/25 mm	2
143.006.015	Hak, tępy, obrotowy, 2-zębny, 6 mm/15 mm	2
115.250.008 F	Uchwyt Condor® do kamery i narzędzi typu "FLEX" z zamkiem mimośrodowym i kulą mocującą	2

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach chirurgii ogólnej. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565
biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH