



GoldLine
by Condor[®]

CHIRURGIA OGÓLNA: SYSTEM ROCHARD – NADBRZUSZE

Pierwszy system Rochard z wygodną w użyciu regulacją, przydatny w chirurgii obszaru nadbrzusza oraz transplantacji.

Maksymalne efekty dzięki idealnemu ustawieniu w miejscu operacji

Prosty i szybki montaż powyżej linii ramion zapewnia swobodę ruchów oraz bardzo dobrą widoczność. Istnieje możliwość płynnego uniesienia lub rozszerzenia łuku żebrowego bez większego wysiłku dzięki unikalnemu wyciągowi w typie zębatki. Dodatkowe ruchome uchwyty do łyżek gwarantują doskonały wgląd w operowane miejsce. System Rochard jest całkowicie sterylny w chwili jego montażu, a więc

ustawienie można zmienić w każdym momencie operacji. Ramę Rochard można zamontować w każdej pozycji, bardziej pionowej lub poziomej w zależności od potrzeb. Ustawienie w obrębie jamy brzusznej można wykonać z wykorzystaniem dodatkowych uchwytów-ramion.

Testowany w praktyce. Udowodniony w praktyce. Ulepszany w praktyce.

Tak można podsumować działanie systemu Condor[®] Rochard. Wiedza czerpana bezpośrednio z sali operacyjnej miała ogromny wpływ na opracowanie i konstrukcję systemu. Wynikiem tej pracy jest system rozwieraczy do chirurgii nadbrzusza oferujący wiele zadowalających rozwiązań, które sprawdziły się w licznych operacjach.



Główne zalety Systemu Rochard - Nadbrzusze:

- Idealne ustawienie w miejscu operacji
- Bardzo prosta i niewymagająca wysiłku regulacja haków przy pomocy wyciągu w typie zębatki
- Całkowicie sterylny montaż
- Maksymalna swoboda ruchów
- Duża stabilność
- Bardzo duża ruchomość dzięki dowolnemu ustawieniu ramy Rochard
- Łatwy i szybki montaż
- Ruchome i długie uchwyty do łyżek
- Możliwość połączenia systemu Condor[®] Rochard z systemem Condor[®] Jama brzuszna



Na sali operacyjnej precyzja odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów chirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do chirurgii ogólnej, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące systemy rozwieraczy chirurgicznych. Istnieje możliwość skomponowania zestawu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

System Maxi

- > Jama brzuszna
- > Otyłość

System Mini

- > Tarczycza
- > MIVAT
- > Proktologia
- > Chirurgia dziecięca

System Rochard

- > Transplantacja
- > **Chirurgia nadbrzusza**

System Rochard do chirurgii nadbrzusza oferuje wszystkie zalety systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, takie jak unikalne przeguby kulowe umożliwiające dokładne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegu. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie przy operacji w głębszych partiach ciała, co umożliwia chirurgowi skupienie się wyłącznie na pracy skalpelem.

Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: System Rochard - Nadbrzusze

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 EL	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	2
100.050.020 ES	Zacisk uniwersalny Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym	4
100.800.012	Rama Rochard 90° (dwie części)	1
115.200.008 OT	Uchwyt do łyżek z zaczepem kulowym	2
100.025.140	Ogranicznik	2
140.260.400	Wyciąg	2
115.400.008 W	Uchwyt do łyżek z chwytkiem obrotowym	2
115.200.008 E	Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętelem	1
114.060.085 UA	Hak Kirschner, nadbrzusze, 60 mm/85 mm	2
114.078.065 UA	Hak Kirschner, nadbrzusze, 78 mm/65 mm	2
113.050.160 B	Hak, łyżka, giętka 50 mm/160 mm	1
115.050.150 B	Hak Langenbeck, łyżka, 50 mm/150 mm	1
130.025.150 B	Wziernik Breisky, łyżka 25 mm/150 mm	1

Kompatybilność z zestawem rozwieraczy chirurgicznych Condor® Jama brzuszna

Kompatybilność to jedna z zalet produktów Condor®. System Rochard można połączyć z zestawem do chirurgii jamy brzusznej. Połączenie zestawu Rochard i systemu rozwieraczy tworzy bardzo dobrą i stabilną konstrukcję.

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach chirurgii ogólnej. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565
 biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH