



GoldLine
by Condor[®]

GINEKOLOGIA: SYSTEM MINI – CHIRURGIA PIERSI

System rozwieraczy chirurgicznych Condor[®] GoldLine Mini do chirurgii piersi jest doskonałym wsparciem w zabiegach obszaru piersi związanych z limfadenektomią. System ten jest również przydatny przy operacjach piersi - LDFR.

Dzięki ustawieniu 3D, które wykorzystuje przeguby kulowe, można dopasować położenie uchwytów-ramion do ramienia pacjenta. Cecha ta, jak również ruchomość rozwieraczy chirurgicznych umożliwia niczym nieograniczoną przestrzeń pracy.

Przy użyciu specjalnego haka można unieść mięsień piersiowy, aby uzyskać odpowiedni wgląd w pole operacyjne.

System Mini do chirurgii piersi bardzo dobrze współpracuje z oświetleniem (Przewód optyczny Condor[®]). W rezultacie miejsce operacji jest bardzo dobrze widoczne, nawet w przypadku niewielkich nacięć.

Zastosowanie systemu sprawia, że praca, w szczególności asystentów operacyjnych, jest o wiele prostsza – nie ma już konieczności asystowania przy stole, przybierając dziwaczne postawy ciała. System Mini do chirurgii piersi sprawdza się również w zabiegach rekonstrukcji piersi.

Główne zalety zestawu Mini do chirurgii piersi:

- Łatwy i szybki montaż
- Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym
- Specjalny hak do mięśnia piersiowego
- Oświetlenie (Przewód optyczny Condor[®])
- Łatwiejsza praca asystentów operacyjnych
- Zastosowanie w zabiegach rekonstrukcji piersi



System rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine dla ginekologii to idealne i precyzyjne wsparcie w zabiegach ginekologicznych. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do zabiegów chirurgicznych, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące zestawy rozwieraczy chirurgicznych do zabiegów ginekologicznych. Istnieje możliwość skomponowania systemu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

System Maxi

- > Jama brzuszna
 - Otyłość

System Mini

- > Histerktomia pochwowa
- > **Chirurgia piersi**

System Rochard

- > Chirurgia nadbrzusza

System Mini do chirurgii piersi oferuje wszystkie zalety i elementy bazowe systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, które umożliwiają dokładne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegów ginekologicznych dzięki unikalnym przegubom kulowym. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają odpowiedni dostęp do operowanego miejsca nawet w głębszych partiach ciała, dzięki czemu chirurg może skupić się wyłącznie na pracy skalpelem.

Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: System Mini – Chirurgia piersi

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 E	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	1
100.440.040 K	Poprzecznicza z kulą	1
100.170.080 K	Uchwyt	1
100.050.020 ES	Zacisk uniwersalny Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym	5
100.220.040 K	Uchwyt-ramię Mini z kulą	2
115.200.008 E	Uchwyt do łyżek przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętkiem	1
115.025.175 B	Hak pachowy, łyżka, 25 mm/175 mm	1
144.023.043	Hak Roux, obrotowy, 23 mm/43 mm	1
144.023.028	Hak Roux, obrotowy, 23 mm/28 mm	1
142.020.022	Hak Volkmann, ostry, 4-zębny, obrotowy 20 mm/22 mm	1
180.012.012	Przewód optyczny Condor® z adapterem i uchwytem do łyżek z systemem zębnym	1

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach ginekologicznych. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565
biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH