



GoldLine
by Condor[®]

GINEKOLOGIA: SYSTEM MINI – HISTEREKTOMIA POCHWOWA

System Condor[®] Mini do histerektomii pochwowej jest doskonałym wsparciem podczas zabiegów obszarów pochwy. Zastosowanie systemu sprawia, że przy stole operacyjnym potrzebny jest jedynie jeden asystent, dając tym samym chirurgowi przestrzeń do bardziej efektywnej pracy.

Stosowanie systemu sprawia, że praca, w szczególności dla asystentów operacyjnych, jest znacznie prostsza - nie ma już konieczności asystowania przy stole, przybierając dziwaczne postawy ciała.

Rozwieracze chirurgiczne używane w zabiegach obszarów pochwy ustawia się łatwo i szybko dzięki ruchomym uchwytem do łyżek. Zatem w każdej chwili można przygotować miejsce operacji w zależności od zaistniałej sytuacji.

Specjalne haki chirurgiczne pozwalają na używanie systemu Condor[®] Mini do zabiegów przezpochwowej fiksacji więzadła krzyżowo- kolcowego przy wypadnięciu pochwy.

Główne zalety zestawu Mini do histerektomii pochwowej:

- Doskonale w zabiegach przezpochwowych takich jak operacjach wypadnięcia pochwy
- Szybka wymiana haków bocznych
- Znacznie łatwiejsza praca dla asystentów operacyjnych
- Idealne ustawienie w miejscu operacji



System rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine dla ginekologii to idealne i precyzyjne wsparcie w zabiegach ginekologicznych. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do chirurgii ogólnej, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące zestawy rozwieraczy chirurgicznych do zabiegów ginekologicznych. Istnieje możliwość skomponowania systemu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

System Maxi

- > Jama brzuszna
 - Otyłość

System Mini

- > [Histerektomia pochwowa](#)
- > Chirurgia piersi

System Rochard

- > Chirurgia nadbrzusza

System Mini do histerektomii pochwowej oferuje wszystkie zalety i elementy bazowe systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, które umożliwiają dokładne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegów ginekologicznych dzięki unikalnym przegubom kulowym. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają odpowiedni dostęp do operowanego miejsca nawet w głębszych partiach ciała, dzięki czemu chirurg może skupić się wyłącznie na pracy skalpelem.

Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: System Mini – Histerektomia

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 E	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	1
100.440.040 K	Poprzecznicza z kulą	1
100.170.080 K	Uchwyt	1
100.050.020 ES	Zacisk uniwersalny Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym	4
100.220.040 K	Uchwyt-ramię z kulą	2
115.200.008	Uchwyt do łyżek z pokrętłem	2
115.200.008 E	Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętłem	2
130.025.090 B	Wziernik Breisky, łyżka 25mm/90 mm	2
130.025.110 B	Wziernik Breisky, łyżka 25mm/110 mm	2
130.025.130 B	Wziernik Breisky, łyżka 25mm/130 mm	1
130.035.090 B	Wziernik Breisky, łyżka 35mm/90 mm	1
130.035.110 B	Wziernik Breisky, łyżka 35mm/110 mm	1
130.035.050 B	Wziernik Breisky, łyżka 35mm/50 mm	1
Elementy dodatkowe: Adapter ginekologiczny		
115.011.054	Adapter pasujący do różnych wzierników	1

Adapter ginekologiczny Condor® jest uzupełnieniem systemu Mini. **Wziernik pochwowy można połączyć z adapterem umożliwiając w ten sposób dalsze korzystanie z wzierników, które są dostępne w Państwa szpitalu.** Adapter ginekologiczny jest zatem przedłużeniem Systemu Mini, ponieważ używany dotychczas sprzęt można używać po nabyciu tego małego adaptera.

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach ginekologicznych. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565
 biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com
 BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH

Condor® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Condor® GmbH w Niemczech i innych państwach. Wszystkie prawa zastrzeżone, w szczególności projekt, marka oraz patenty. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Oznaczenia tu wykorzystane mogą dotyczyć znaków towarowych, których użycie dla celów własnych przez osoby trzecie może naruszać prawa właściciela.