



**GoldLine**  
by Condor<sup>®</sup>

## NEUROCHIRURGIA: ODCINEK PIERSIOWY KRĘGOSŁUPA

**Opatentowany system rozwieraczy chirurgicznych Condor<sup>®</sup> GoldLine oferuje dużą ruchomość oraz stanowi niezastąpioną pomoc w przygotowaniu pola operacyjnego w obszarze odcinka piersiowego kręgosłupa.**

Condor<sup>®</sup> dzięki systemowi rozwieraczy chirurgicznych GoldLine wyznacza nowe standardy w zabiegach tam, gdzie niezbędny jest dostęp do odcinka piersiowego kręgosłupa. Unikalne połączenie wyciągu oraz systemu haków zapewnia dodatkową ruchomość, która nie zajmuje zbyt wiele miejsca, a także przyczynia się do obniżenia kosztów operacji.

Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym czyni pracę znacząco prostszą, szczególnie w obszarze odcinka piersiowego kręgosłupa.

Uchwyty-ramiona mogą być ustawiane w dowolnej pozycji, w zależności od potrzeb.

Specjalny wyciąg, do którego mocowane są uchwyty-ramiona, umożliwia rozchylenie żeber oraz łopatki bez większego wysiłku i z użyciem dokładnej regulacji. Zapewnia ona stały nadzór nad stopniem rozchylenia żeber, tak, aby uniknąć ich złamania. Dodatkowe haki można w dowolnej chwili zamontować w uchwytach do łyżek, które można zamocować w wyższej pozycji.

### Główne zalety zestawu Odcinek piersiowy kręgosłupa:

- Łatwy w użyciu
- Bezproblemowa praca
- Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym
- Stabilne i bezpieczne ustawienie
- Wyciąg do rozchylenia żeber
- Hak przezierny wykonany z aluminium
- Wysoko mocowane uchwyty do łyżek



## Condor® GoldLine dla neurochirurgii

Precyzja na sali operacyjnej odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów neurochirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do zabiegów chirurgicznych, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe. Niezmiernie cenimy system, który został opracowany i sprawdzony w praktyce. Prosty i szybki montaż dzięki zaciskom zasługuje na szczególne uznanie. Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym umożliwia regulację systemu w zależności od potrzeb.

Dostępne są następujące zestawy rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine do neurochirurgii:

- Odcinek szyjny kręgosłupa
- Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
- **Odcinek piersiowy kręgosłupa**

System rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine do zabiegów obszaru odcinka piersiowego kręgosłupa to system otwarty, szczególnie pomocny przy ustawieniu bocznym. Ustawienie 3D jest również możliwe. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie przy operacji w głębszych partiach ciała.

### Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

### Propozycja wyposażenia: Odcinek piersiowy kręgosłupa

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 E	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	1
100.170.080 K	Uchwyt	1
100.440.040 K	Poprzecznica z kulą	1
100.050.020 ES	Zacisk uniwersalny Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym	4
100.360.040 OT	Uchwyt-ramię ortopedyczny z kulą	2
140.260.400 TX	Wyciąg	2
100.050.012 DC	Uniwersalny zacisk Condor® podwójny typu "KLIK" z zamkiem mimośrodowym	2
114.040.050 B	Hak Kirschner, łyżka	2
132.052.064 B	Hak Kelly	2
115.200.008 EAL	Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętkiem do haków przezroczystych	4
122.020.100	Klucz nasadowy 20 mm/100 mm	1
120.020.080 AL	Hak przezierny, łyżka 20 mm/80 mm	2
120.020.100 AL	Hak przezierny, łyżka 20mm/100 mm	2
120.020.120 AL	Hak przezierny, łyżka 20mm/120 mm	4
120.020.140 AL	Hak przezierny, łyżka 20mm/140 mm	4
120.020.160 AL	Hak przezierny, łyżka 20mm/160 mm	4
115.200.008 T	Uchwyt do łyżek z zamkiem kulowym	2
115.030.020	Adapter do podważki kostnej Hohmann	2

**Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach neurochirurgii. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!**

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565  
biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

**BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH**