



GoldLine
by Condor[®]

ORTOPEDIA: WYMIANA STAWU BIODROWEGO

Najwyższa jakość, łatwość obsługi i ruchomość zapewniona przez system modułowy to tylko niektóre cechy systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor[®] GoldLine, który znajduje zastosowanie w zabiegach wymiany stawu biodrowego.

System Condor[®] GoldLine do zabiegów wymiany stawu biodrowego wyróżniają cechy, które charakteryzują jego działanie.

Zabieg wymiany stawu biodrowego wymaga przygotowania na najwyższym poziomie w zakresie ustalenia pozycji pacjenta. Wydajne wsparcie systemu rozwieraczy chirurgicznych, które cechuje łatwość obsługi, ruchomość oraz szybki montaż, nabiera wówczas szczególnego znaczenia. Regulacja 3D dzięki przegubom kulowym zapewnia nieograniczone możliwości ustawienia zestawu.

Uchwyty do łyżek wyposażone w adaptory zabezpieczają podważkę kostną Hohmann. Adaptory można także użyć przy dokonywaniu niezbędnych zmian w ustawieniu, lecz z zachowaniem wstępnego ustawienia zestawu. Zamek mimośrodowy na uchwycie do łyżek umożliwia odłączenie za pomocą dłoni. Takie rozwiązanie zapewnia łatwe i szybkie ustawienie podważki kostnej Hohmann w nowym miejscu.

System rozwieraczy chirurgicznych Condor[®] GoldLine znajduje zastosowanie w zabiegach wymiany stawu biodrowego niezależnie od pozycji pacjenta – na boku lub na wznak.

Ustawienie wszystkich podważek kostnych w adapterach oznacza swobodę rąk i jednocześnie umożliwia skupienie się wyłącznie na przebiegu operacji. Dotyczy to zarówno chirurga, jak i jego asystentów.

Główne zalety zestawu do wymiany stawu biodrowego:

- Ruchomy i szybki montaż
- Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym
- Zaciski z zamkiem mimośrodowym
- Obsługa zacisków przy użyciu tylko jednej ręki
- Adapter do posiadanej podważki kostnej Hohmann
- Zastosowanie w różnej pozycji pacjenta
- Odpowiedni do używania z systemem nawigacyjnym
- Wydajna praca zespołu operacyjnego
- Wsparcie szkoleniowe



Na sali operacyjnej precyzja odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów chirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do zabiegów chirurgicznych, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe. Stawiamy na system, który został opracowany i testowany w praktycznym otoczeniu. Na szczególne uznanie zasługują zaciski z zamkiem mimośrodowym, których obsługa jest niezwykle prosta i szybka.

Dostępne są następujące zestawy rozwieraczy chirurgicznych do zabiegów wymiany stawów. Istnieje możliwość skomponowania systemu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

Wymiana stawów

- > **Biodrowy**
 - Dodatkowa podstawka pod nogę
- > Kolanowy
- > Barkowy

Ruchomość zapewniona przez system modułowy

Zestaw do wymiany stawów został zaprojektowany tak, aby służyć zarówno w zabiegach kolana, jak i biodra. Przy takich operacjach można z powodzeniem wykorzystać system rozwieraczy chirurgicznych.

Do głównych zalet zestawu do zabiegów wymiany stawu kolanowego i biodrowego można zaliczyć adaptory kulowe umożliwiające kontynuowanie pracy z już posiadaną podważką kostną Hohmann. Każdą regulację wymaganą podczas zabiegu chirurgicznego można wykonać jedynie przy użyciu tych adapterów. Kolejnym atutem są zaciski z zamkiem mimośrodowym, w które wyposażone są adaptory. Zapewniają one oszczędność czasu, łatwość obsługi oraz możliwie najlepsze i ruchome ustawienie. Zaciski zapobiegają również przypadkowemu zwolnieniu się adapterów. System nawigacyjny w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor®.

Propozycja wyposażenia: Wymiana stawu biodrowego

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 E	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	1
100.440.040 K	Poprzecznicza z kulą	1
100.170.080 K	Uchwyt	1
100.050.020 ES	Uniwersalny zacisk Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym	3
100.400.012	Przedłużka	1
100.360.040 OT	Uchwyt-ramię ortopedyczny z kulą	2
115.200.008 OT	Uchwyt do łyżek z zaczepem kulowym	3
115.200.008 OTG	Uchwyt do łyżki, ruch 90°, z zaczepem kulowym	1
115.030.020	Adapter do podważki kostnej Hohmann	4

Opcjonalnie: Podstawka pod nogę z 4-stopniową regulacją

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach wymiany stawów. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565
 biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH