



GoldLine
by Condor[®]

UROLOGIA: SYSTEM MINI – UROLOGIA DZIECIĘCA

Zabiegi chirurgiczne, zwłaszcza u małych pacjentów, wymagają maksymalnej precyzji. Małe nacięcia są konieczne w zabiegu pieloplastyki, czy operacji antyrefluksowej. System Condor[®] do urologii dziecięcej proponuje właściwe rozwiązania.

Oprócz **małych i ruchomych haków**, takich jak hak Harrington, wśród elementów zestawu znajduje się również ogranicznik. Umożliwia on obniżenie uchwytu głównego do poziomu ciała pacjenta. Co to oznacza dla chirurga? Idealna swoboda ruchów przy stole operacyjnym. Ponadto zamontowanie systemu zapewnia nieograniczone ruchy rąk. System do chirurgii dziecięcej można bezproblemowo doposażyć w oświetlenie. Wymagany obszar jest bardzo dobrze widoczny, nawet w przypadku bardzo niewielkich nacięć.

Ruchomość zestawu do chirurgii dziecięcej ma szczególne zastosowanie w zabiegach **pieloplastyki** przeprowadzanych na pacjencie, który **leży na boku**. Zespół chirurgów korzysta przede wszystkim z indywidualnie regulowanych ustawień z każdej strony dzięki przegubom kulowym. System rozwieraczy można zatem ustawić w zależności od pozycji, w której znajduje się pacjent.

Główne zalety zestawu Mini do zabiegów urologii dziecięcej:

- Całkowita swoboda ruchu rąk dzięki ogranicznikowi Condor[®]
- Wykorzystanie małych, ruchomych i giętkich haków
- Indywidualna regulacja dzięki przegubom kulowym
- Możliwość doposażenia w oświetlenie



Condor® GoldLine dla urologii

Precyzja, doskonale zaplanowany proces oraz dokładna praca - cechy te charakteryzują wymagania zabiegów urologicznych prowadzonych na salach operacyjnych na całym świecie. Wydajność systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine wyznaczane są przez "zapewnienie" oraz "wspieranie". Obecnie, system ten znajduje się pośród standardowych narzędzi chirurgicznych stosowanych w klinikach na całym świecie. Powód jest prosty: system rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine zapewnia chirurgom możliwie najwyższy poziom ruchomości, który idzie w parze z maksymalną precyzją ustawienia.

Dostępne są następujące zestawy rozwieraczy chirurgicznych stosowanych w urologii. Istnieje możliwość skomponowania systemu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

System Maxi

- > Jama brzuszna
- > Transplantacja nerki

System Mini

- > Prostatektomia kroczoza
- > **Urologia dziecięca**

Zestawy do zabiegów w urologii posiadają wszystkie zalety i elementy bazowe podstawowego systemu rozwieraczy Condor® GoldLine, które zapewniają idealne, nieograniczające ruchów ustawienie podczas wszelkiego rodzaju zabiegów urologicznych dzięki unikalnym przegubom kulowym. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie nawet w głębokich partiach ciała, co pozwala chirurgowi skupić się wyłącznie na pracy skalpelem.

Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: System Mini – Urologia dziecięca

| Produkt | Opis | Ilość |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 100.060.060 E | Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną | 1 |
| 100.440.040 K | Poprzecznicza z kulą | 1 |
| 100.170.080 K | Uchwyt | 1 |
| 100.050.020 ES | Zacisk uniwersalny Condor® typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym | 5 |
| 100.220.040 K | Uchwyt-ramię mini z kulą | 2 |
| 132.021.025 | Hak Richardson, obrotowy, 21 mm/25 mm | 2 |
| 132.029.030 | Hak Richardson, obrotowy, 29 mm/30 mm | 2 |
| 123.025.050 | Hak Richardson, obrotowy, 29 mm/30 mm | 1 |
| 115.011.035 | Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/35 mm | 2 |
| 115.011.050 | Hak Langenbeck, obrotowy, 11 mm/50 mm | 2 |
| 113.020.050 | Hak giętki, urologiczny, obrotowy 20 mm/50 mm | 2 |
| 113.020.060 | Hak giętki, urologiczny, obrotowy 20 mm/60 mm | 2 |
| 144.018.022 | Hak Roux, obrotowy, 18 mm/22 mm | 2 |
| 144.023.028 | Hak Roux, obrotowy, 23 mm/28 mm | 2 |
| 100.025.140 | Ogranicznik | 1 |

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach urologicznych. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565
biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH